




Doppler

SYSTÈME DE MONITORAGE DU DÉBIT SANGUIN



Découvrez le monitoring direct du vaisseau.



Distributeur France

CEREDAS - Contact : 01 42 37 11 12 - Mail : ceredas@ceredas.com



Doppler

SYSTÈME DE MONITORAGE DU DÉBIT SANGUIN

Le système de monitoring Doppler du débit sanguin vous offre la possibilité de surveiller directement le vaisseau cible, ce qui permet une indication précoce d'un échec du lambeau libre.

SONDE IMPLANTABLE


La sonde Doppler de débit se fixe directement sur le vaisseau cible, ce qui permet d'obtenir un monitoring précis du débit sanguin sans interférence des vaisseaux ou des tissus environnants.



MONITORAGE CONTINU

Le monitoring avec la sonde Doppler est continu, si bien qu'il est possible de détecter immédiatement une thrombose ou une diminution de perméabilité. Une détection immédiate permet une intervention immédiate.

SIGNAL CLAIR

Avec une confirmation sonore et visuelle, le niveau du signal est facile à interpréter, aussi bien pour le médecin que pour le personnel soignant.





SONDE DOPPLER COOK-SWARTZ

Sonde implantable de 20 MHz

Offre un monitoring vasculaire direct continu des anastomoses microvasculaires.

Manchon en silicone

Immobilise le cristal Doppler sur le vaisseau. Le cristal est désengagé en toute sécurité du manchon avec une force d'environ 45 g lorsque le monitoring est terminé.

SONDE DOPPLER MODELABLE CONFORMA™

Sonde modelable

Permet la manipulation du corps de la sonde pour accéder au système vasculaire difficile à atteindre.

DISPOSITIF DE MONITORAGE DOPPLER DU DÉBIT SANGUIN

Batterie rechargeable

Une batterie lithium-ion permet le monitoring portatif.

Canaux doubles

Permet le monitoring de deux sites ; idéal pour les cas de reconstruction bilatérale ou le monitoring du débit artériel et du débit veineux.



Sonde Doppler Cook-Swartz



Câble de rallonge Doppler



Sonde Doppler modelable Conforma

Numéro de commande	Référence produit	Détails
Dispositif de monitoring Doppler du débit sanguin		
G55328	DP-M350	
Sonde Doppler Cook-Swartz		
G21363	DP-SDP001	manchon standard
G03014	DP-SDP002	manchon long
Câble de rallonge Doppler		
G21364	DP-CAB01	
Canal du dispositif de monitoring Doppler du débit sanguin/ Vérificateur de câble		
G31632	DP-MCV01	
Sonde Doppler modelable Conforma		
G26592	DP-NSP1	
Adaptateur de prise (inclus pour les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union européenne et l'Australie)		
G55458	DP-M350-CHG1	

Toutes les références produits présentées sur cette fiche d'information n'ont pas forcément été approuvées pour la vente dans toutes les juridictions réglementaires. Veuillez contacter votre représentant local Cook ou votre centre de service clientèle pour de plus amples informations.

NOM DU PRODUIT : Cook Doppler Blood Flow Monitor - Moniteur de débit sanguin Doppler de Cook, **DESTINATION :** Pour le monitoring du débit sanguin des vaisseaux, en peropératoire, et suite à des interventions de microchirurgie reconstructive vasculaire, de ré-implantation et de greffe vascularisée. **CLASSE DU DISPOSITIF MEDICAL :** Classe IIa, **ORGANISME NOTIFIE :** LRQA 0088, **FABRICANT :** Cook Vascular Incorporated, **MODE D'EMPLOI :** Veuillez lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou l'étiquetage du dispositif médical, **REMBOURSEMENT (FRANCE) :** Pris en charge par l'assurance maladie. **DATE DE PUBLICATION :** 2014 Février

NOM DU PRODUIT : Charger for Blood Flow Monitor - DP-M350 - Chargeur du moniteur de débit sanguin - DP-M350, **DESTINATION :** Le chargeur (DP-M350-CHG1) du moniteur de débit Doppler (modèle : DP-M350) est fourni avec différentes fiches d'adaptation permettant de le brancher aux prises secteur de divers pays. Le chargeur est conçu pour fonctionner avec des tensions d'entrée de 100 à 240 V c.a. 50-60 Hz max. 0,35 A sans intervention de l'utilisateur. **CLASSE DU DISPOSITIF MEDICAL :** Classe IIa, **ORGANISME NOTIFIE :** LRQA 0088, **FABRICANT :** Cook Vascular Incorporated, **MODE D'EMPLOI :** Veuillez lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou l'étiquetage du dispositif médical, **REMBOURSEMENT (FRANCE) :** Pris en charge par l'assurance maladie. **DATE DE PUBLICATION :** 2014 Février

NOM DU PRODUIT : Cook-Swartz Doppler Flow Probe - Sonde de débit Doppler Cook-Swartz et câble de rallonge, **DESTINATION :** Pour le monitoring du débit sanguin des vaisseaux, en peropératoire, et suite à des interventions de microchirurgie reconstructive vasculaire, de ré-implantation et de greffe vascularisée. **CLASSE DU DISPOSITIF MEDICAL :** Classe IIa, **ORGANISME NOTIFIE :** LRQA 0088, **FABRICANT :** Cook Vascular Incorporated, **MODE D'EMPLOI :** Veuillez lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou l'étiquetage du dispositif médical, **REMBOURSEMENT (FRANCE) :** Pris en charge par l'assurance maladie. **DATE DE PUBLICATION :** 2014 Février

NOM DU PRODUIT : Cook-Swartz Doppler Extension Cable and Flow Probe Extension Cable - Sonde de débit Doppler Cook-Swartz et câble de rallonge, **DESTINATION :** Pour le monitoring du débit sanguin des vaisseaux, en peropératoire, et suite à des interventions de microchirurgie reconstructive vasculaire, de ré-implantation et de greffe vascularisée. **CLASSE DU DISPOSITIF MEDICAL :** Classe IIa/IIb, **ORGANISME NOTIFIE :** LRQA 0088, **FABRICANT :** Cook Vascular Incorporated, **MODE D'EMPLOI :** Veuillez lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou l'étiquetage du dispositif médical, **REMBOURSEMENT (FRANCE) :** Pris en charge par l'assurance maladie. **DATE DE PUBLICATION :** 2014 Février

NOM DU PRODUIT : Combined DPM Channel / Extension Cable Verifier - Vérification de câble/ canal due moniteur de débit sanguin Doppler, **DESTINATION :** Le dispositif de vérification de câble/ canal, DP-MCV01, est conçu pour permettre de tester le moniteur de débit sanguin Doppler de Cook en temps réel au chevet du patient, seul ou lorsqu'il est branché à un câble de rallonge Cook. Son utilisation est recommandée si des problèmes de fonctionnement n'ont pas pu être résolus au niveau du site de la sonde en faisant bouger le patient ou en palpant à proximité de la sonde. Il est conseillé de tester le système en deux étapes comme indiqué ci-dessous. **CLASSE DU DISPOSITIF MEDICAL :** Classe I Non Sterile, **ORGANISME NOTIFIE :** LRQA 0088, **FABRICANT :** Cook Vascular Incorporated, **MODE D'EMPLOI :** Veuillez lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou l'étiquetage du dispositif médical, **REMBOURSEMENT (FRANCE) :** Pris en charge par l'assurance maladie. **DATE DE PUBLICATION :** 2014 Février

Distributeur France

CEREDAS
191, rue Adolphe Pajeaud
92160 ANTONY

Contact : 01 42 37 11 12 - Mail : ceredas@ceredas.com
Web : www.ceredas.com



Service Clientèle

FRANCE : +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
BELGIUM : +32 27001633, be.orders@cookmedical.com
SWITZERLAND : +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com