

eb²

MANNEQUIN D'ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE APRÈS LARYNGECTOMIE TOTALE

PRESENTER

MONTRER

FORMER

EXPLIQUER

VISUALISER

TESTER

APPRENDRE



eb² MANNEQUIN D'ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE APRÈS LARYNGECTOMIE TOTALE

FORMER ET EXPLIQUER EN TOUTE SIMPLICITÉ

Ceredas et Eric Bezicot*, ont développé en collaboration avec le Professeur Emmanuel Babin, Chef de Pôle de Chirurgie**, un outil unique dans le cadre de l'Éducation Thérapeutique, destiné aux personnes laryngectomisées, aux professionnels de santé et aux aidants : un mannequin d'éducation thérapeutique après laryngectomie totale, appelé eb².

Composé d'un bloc amovible comportant un trachéostome, un œsophage et sa trachée, une fistule trachéo-œsophagienne, et d'une ouverture dans le dos, afin de pouvoir visualiser chacun des composants, eb² trouve naturellement sa place à l'hôpital, en centre de rééducation, en cabinet privé, dans les instituts de formation, les structures d'hospitalisation et de maintien à domicile ou auprès des distributeurs de dispositifs médicaux liés à la laryngectomie. Avec eb², infirmières, orthophonistes, médecins, patients laryngectomisés, aidants et associations de patients, bénéficient d'un précieux instrument de connaissance.

*Président Directeur Général de Ceredas

**Service ORL & Chirurgie cervico-faciale au CHU et à la Faculté de médecine de Caen.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
ETPEB2FR	Comprend: • Le mannequin eb ² équipé de son bloc trachée-œsophage • 1 sac de transport
EB2-001	Comprend: • Le mannequin eb ² équipé de son bloc trachée-œsophage • 1 bloc trachée-œsophage supplémentaire • 1 sac de transport
ETPEB2TO	Comprend: • 1 bloc trachée-œsophage seul



Aspiration



Calibres ou canules



Ouverture dans le dos



Trachée-œsophage modélisés*

*Brevet déposé/Patent pending

Fabriqué en France

CHGE297-©-Ceredas-rev-1412